

Un método más cómodo para la detección de drogas, mediante huellas dactilares. Una solución rápida, sencilla e innovadora para detectar drogas, que proporciona un análisis preciso en cuestión de minutos.

Usos

- Faenas de construcción
- Empresas de logística
- Minería
- Hospitales
- Oficinas
- Estacionamientos
- Líneas aéreas



Cartacterísticas y beneficios

- Resultado en pantalla en 10 minutos
- Ligero, Portátil e Higiénico
- Almacena hasta 300 resultados de pruebas
- Los resultados individuales se pueden imprimir con la impresora Dymo
- Los datos se pueden exportar a una memoria USB
- La interfaz de pantalla táctil, sencilla y fácil de usar, proporciona instrucciones claras paso a paso para guiar al responsable a lo largo del proceso



Listado de drogas que se pueden configurar en el cassette de detección:

- DSC 5-Plus detecta opiáceos, metanfetamina, cocaína y cannabis*
- DSC 8-Plus detecta opiáceos, metadona, benzodiazepinas y buprenorfina.

| Clase de sustancia tóxica | Abreviatura | Sustancia tóxica objetivo |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Cannabis (THC) | THC | $\Delta 9$ -THC |
| Metabolito de cocaína | COC | Benzoilecgonina |
| Opiáceos | OPI | Morfina |
| Anfetamina | AMP | d-anfetamina |