

### Test de drogas en orina Multi-Drug Key Cup

Prueba de detección de drogas rápida con llave de activación para la detección cualitativa de drogas y sus metabolitos en orina humana.

- Marca: Prometheus Bio
- Modelo 6 Panel Key Cup
- Test de 6 drogas: COC / THC / AMP / BZO / OPI / MET
- Detección de adulterantes: Oxidantes/PCC, gravedad específica, pH, Nitritos, Glutaraldehido, creatinina, y temperatura
- CLIA waived & FDA 510K.
- ISO13485
- Certificado CE.
- ISO13485.
- Vida útil 24 meses.
- Almacenamiento entre 2 a 30°C



Nombre droga	Sigla	Nivel de Corte ng/ml	Ventana de detección	
			Mínimo	Máximo
Cocaína	COC	150	1-4 horas	2-4 días
Marihuana	THC	50	2 horas	Hasta 40 días
Opiáceos	OPI	300	2 horas	2-3 días
Anfetaminas	AMP	500	2-7 horas	2-4 días
Benzodiacepinas	BZO	200	2-7 horas	1-4 días
Metanfetaminas	MET	500	2-7 horas	2-4 días

\* Solo para uso forense