

Test de drogas en saliva OralTox.

Las pruebas de droga en saliva son un método fácil y conveniente, no invasivo para la detección de múltiples drogas en fluido oral. La prueba se puede realizar in-situ en cualquier momento, en cualquier parte, y entrega resultados en minutos.

Principales características

- Puede detectar hasta 12 drogas en forma simultánea.
- Resultados rápidos y de fácil lectura.
- Indicador de saturación cambia de color cuando se ha recolectado suficiente fluido oral.
- Procedimiento de recolección de fácil ejecución.
- Colección de fluido supervisada que previene la adulteración
- Los resultados se pueden leer entre 5 a 10 minutos.
- Certificado FDA 510(K) para 8 drogas: anfetaminas, cocaína, marijuana, metadona, metanfetaminas, opiáceos, oxicodona y fenciclidina.



Configuración habitual test de 5 drogas

Nombre droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección
Cocaína	COC	20	24 horas
Marihuana	THC	12	8-14 horas
Opiáceos	OPI	40	24-48 horas
Anfetaminas	AMP	50	24-48 horas
Benzodiacepinas	BZO	50	72 horas

PRUEBAS DISPONIBLES	CALIBRADOR	Nivel de Corte
Anfetamina (AMP)	Dextroanfetamina	50 ng/ml
Barbitúricos (BAR)		50 ng/ml
Buprenorfina (BUP)		5 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)		10 ng/ml
Cocaína (COC)	Benzoilecgonina	20 ng/ml
Cotinina (COT)		50 ng/ml
Fentanilo (FYL)		10 ng/ml
K2 (Spice) – sintético de marihuana		30 ng/ml
Ketamina (KET)		30 ng/ml
Metanfetaminas (MET)		40 ng/ml
Metadona (MTD)		30 ng/ml
Opiáceos (OPI)		40 ng/ml
Oxycodona (OXY)		20 ng/ml
Fenciclidina (PCP)		10 ng/ml
Marihuana (THC)		40 ng/ml
Tramadol (TML)		30 ng/ml

* Pueden existir otras configuraciones y drogas disponibles para pruebas.