

Test de drogas en orina U-Cup

Prueba de detección de drogas rápida de un solo paso para la detección cualitativa de drogas y sus metabolitos en orina humana.

- CLIA waived.
- FDA approved.
- ISO13485.
- Configurable de 1 a 18 tiras reactivas.
- Opción de incluir tira de adulterantes.
- Uso rápido, los resultados aparecen en 2 a 5 minutos.
- Alta precisión.
- A prueba de filtración con mecanismo de bloqueo de tapa.
- ISO13485.
- Vida útil 24 meses.
- Almacenamiento entre 2 a 30°C

Solo para uso forense



Interpretación de Resultados

C=Control T=Test



Interpretación Resultados Adulterantes

TEST	ABNORMAL (LOW)	NORMAL	ABNORMAL (HIGH)
OX / PCC		Negative	
S.G.	1.000	1.003 1.005 1.015 1.025	≥1.035
pH	2.0 3.0	4.0 7.0 9.0	10 11 12
Nitrite (mg/dl)		0 20	50 100
GLUT			
CRE (mg/dl)	0	20 100	