


Test de drogas en saliva Multi-Panel 5 Drug Test Cup.

Las pruebas de droga en saliva son un método fácil y conveniente, no invasivo para la detección de múltiples drogas en fluido oral. La prueba se puede realizar in-situ en cualquier momento, en cualquier parte, y entrega resultados en minutos.



Principales características

- Colector sellado individualmente.
- Formato de prueba de hasta 12 drogas distintas en un mismo dispositivo.
- Se puede transportar una muestra de saliva al laboratorio para análisis confirmatorio.
- El procedimiento de prueba y recolección puede ser controlado fácilmente.
- Vida útil de hasta 24 meses.
- No más recolección de muestras de orina.
- Integridad de la prueba (difícil de adulterar).
- Los resultados se pueden leer entre 5 a 10 minutos.



Configuración habitual test de 5 drogas

Nombre droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección
Cocaína	COC	20	24 horas
Marihuana	THC	12	8-14 horas
Opiáceos	OPI	40	24-48 horas
Anfetaminas	AMP	50	24-48 horas
Benzodiazepinas	BZO	50	72 horas

PRUEBAS DISPONIBLES	CALIBRADOR	Nivel de Corte
Alcohol	Alcohol	> 0,2 g/L B.A.C
Anfetamina (AMP)	D-anfetamina	50 ng/ml
Metanfetamina (mAMP)	D-metanfetamina	50 ng/ml
Cocaína (COC)	Cocaína	20 ng/ml
Opiáceos (OPI)	Morfina	40 ng/ml
Marihuana (THC)	Delta-9-THC-COOH	12 ng/ml
Fenciclidina (PCP)	Fenciclidina	10 ng/ml
Benzodiazepinas (BZO)	Oxazepam	50 ng/ml
Oxicodona (OXY)	Oxicodona	50 ng/ml
Metadona (MTD)	Metadona	35 ng/ml
Barbitúricos (BAR)	Secobarbital	50 ng/ml
Buprenorfina (BUP)	Buprenorfina	10 ng/ml
Metilendioximetanfetamina (MDMA)	MDMA	60 ng/ml
Propoxifeno (PPX)	Propoxifeno	50 ng/ml

* Pueden existir otras configuraciones y drogas disponibles para pruebas.