

Detección de Drogas

UCP TEST LÁPIZ SALIVA

- Test lápiz 6 Drogas en Saliva
- Puede detectar hasta 6 drogas de forma simultánea.
- Se puede transportar una muestra de saliva al laboratorio para análisis confirmatorio.
- El procedimiento de prueba y recolección puede ser controlado fácilmente.
- Los resultados se pueden leer a los 10 minutos.


Soluciones

- Resultados rápidos y de fácil lectura.
- Vida útil de hasta 24 meses.
- No más recolección de muestras de orina.
- Integridad de la prueba (difícil de adulterar).
- Procedimiento de recolección de fácil ejecución.
- Los resultados se pueden leer a los 10 minutos.

Descripción

El Test de drogas en saliva **Multi-panel 6 Drug lápiz Test** es una solución no invasiva y fácil de usar para **detectar múltiples drogas en fluido oral**. Ofrece resultados en 10 minutos y permite realizar la prueba en cualquier lugar, garantizando la integridad de la muestra con su colector sellado. Con una vida útil de 24 meses, es una alternativa confiable a la recolección de orina, **detectando hasta 6 sustancias en un solo dispositivo**.

Con resultados rápidos y alta precisión, este test de drogas es la opción confiable para una detección eficaz y segura



DetECCIÓN DE DROGAS

UCP TEST LÁPIZ SALIVA

Configuración habitual test de 5 drogas.

Nombre droga	Sigla	Nivel de corte ng/ml	Tiempo de detección
Cocaína	COC	20	24 Horas
Marihuana	THC	12	8-14 Horas
Opiáceos	OPI	40	24-48 Horas
Anfetaminas	AMP	50	24-48 Horas
Benzodiacepinas	BZO	50	72 Horas

Pruebas disponibles	Calibrador	Nivel de corte	Pruebas disponibles	Calibrador	Nivel de corte
Alcohol	Alcohol	> 0,2 g/L B.A.C	Benzodiazepinas (BZO)	Oxazepam	50 ng/ml
Anfetamina (AMP)	D-anfetamina	50 ng/ml	Oxicodona (OXY)	Oxicodona	50 ng/ml
Metanfetamina (mAMP)	D-metanfetamina	50 ng/ml	Metadona (MTD)	Metadona	35 ng/ml
Cocaína (COC)	Cocaína	20 ng/ml	Barbitúricos (BAR)	Secobarbital	50 ng/ml
Opiáceos (OPI)	Morfina	40 ng/ml	Buprenorfina (BUP)	Buprenorfina	10 ng/ml
Marihuana (THC)	Dalta-9-THC-COOH	12 ng/ml	Metilendioximetanfetamina (MDMA)	MDMA	60 ng/ml
Fenciclidina (PCP)	Fenciclidina	10 ng/ml	Propoxifeno (PPX)	Propoxifeno	50 ng/ml

* Pueden existir otras configuraciones y drogas disponibles para pruebas.